



SCHREIBER[®] INSTRUMENTE

Fettausaugung Lipo Suction

Kanülen mit Schnellkupplung
Canullas for quick coupling



oder
or



Luer lock
Luer Lock



Triport



Monoport



Mercedes





Spirale



Shark



Cobra



kontrollierbare Stellung durch Positionsmarkierung
manageable position with check mark

Kompatibilität von Kanülen und Griff zu Fremdsystemen auf Kundenwunsch
Compatibility of handles and Canullas to other systems on customers demand.



49-0010
Griff mit Stopfloch und Schnellkupplung
Handle with stop hole and quick coupling chuck



49-0011
Griff mit Hahn und Schnellkupplung
Handle with cock and quick coupling chuck



TRIPORT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0022-15			
Ø 3 mm	49-0023-15	49-0023-20	49-0023-25	49-0023-30
Ø 4 mm		49-0024-20	49-0024-25	49-0024-30
Ø 5 mm			49-0025-25	49-0025-30



MONOPORT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0032-15			
Ø 3 mm	49-0033-15	49-0033-20	49-0033-25	49-0033-30
Ø 4 mm		49-0034-20	49-0034-25	49-0034-30
Ø 5 mm			49-0035-25	49-0035-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request


SPIRALE

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0042-15			
Ø 3 mm	49-0043-15	49-0043-20	49-0043-25	
Ø 4 mm		49-0044-20	49-0044-25	49-0044-30
Ø 5 mm			49-0045-25	49-0045-30


SHARK

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0052-15			
Ø 3 mm	49-0053-15	49-0053-20	49-0053-25	
Ø 4 mm		49-0054-20	49-0054-25	49-0054-30
Ø 5 mm			49-0055-25	49-0055-30


COBRA

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0062-15			
Ø 3 mm	49-0063-15	49-0063-20	49-0063-25	49-0063-30
Ø 4 mm		49-0064-20	49-0064-25	49-0064-30
Ø 5 mm			49-0065-25	49-0065-30


MERCEDES

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0072-15			
Ø 3 mm	49-0073-15	49-0073-20	49-0073-25	
Ø 4 mm		49-0074-20	49-0074-25	49-0074-30
Ø 5 mm			49-0075-25	49-0075-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request



49-0100
 Griff mit Stopfloch und Luer Lock
 Handle with stop hole and Luer Lock



49-1215
 Adapter Schnellkupplung - Luer weiblich
 Adaptor Quick Coupling- Luer female

+

49-0011
 Griff mit Hahn und Luer Lock
 Handle with cock Luer Lock



TRIPORT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0122-15			
Ø 3 mm	49-0123-15	49-0123-20	49-0123-25	
Ø 4 mm		49-0124-20	49-0124-25	49-0124-30
Ø 5 mm			49-0125-25	49-0125-30



MONOPORT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0132-15			
Ø 3 mm	49-0133-15	49-0133-20	49-0133-25	
Ø 4 mm		49-0134-20	49-0134-25	49-0134-30
Ø 5 mm			49-0135-25	49-0135-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request


SPIRALE

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0142-15			
Ø 3 mm	49-0143-15	49-0143-20	49-0143-25	
Ø 4 mm		49-0144-20	49-0144-25	49-0144-30
Ø 5 mm		49-0145-20	49-0145-25	49-0145-30


SHARK

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0152-15			
Ø 3 mm	49-0153-15	49-0153-20	49-0153-25	
Ø 4 mm		49-0154-20	49-0154-25	49-0154-30
Ø 5 mm			49-0155-25	49-0155-30


COBRA

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0162-15			
Ø 3 mm	49-0163-15	49-0163-20	49-0163-25	
Ø 4 mm		49-0164-20	49-0164-25	49-0164-30
Ø 5 mm			49-0165-25	49-0165-30


MERCEDES

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0172-15			
Ø 3 mm	49-0173-15	49-0173-20	49-0173-25	49-0173-30
Ø 4 mm		49-0174-20	49-0174-25	49-0174-30
Ø 5 mm			49-0175-25	49-0175-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request



TRIPOINT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0222-15			
Ø 3 mm	49-0223-15	49-0223-20	49-0223-25	
Ø 4 mm		49-0224-20	49-0224-25	49-0224-30
Ø 5 mm			49-0225-25	49-0225-30



MONOPOINT

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0232-15			
Ø 3 mm	49-0233-15	49-0233-20	49-0233-25	
Ø 4 mm		49-0234-20	49-0234-25	49-0234-30
Ø 5 mm			49-0235-25	49-0235-30



SPIRALE

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0242-15			
Ø 3 mm	49-0243-15	49-0243-20	49-0243-25	
Ø 4 mm		49-0244-20	49-0244-25	49-0244-30
Ø 5 mm			49-0245-25	49-0245-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request



SHARK

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0252-15			
Ø 3 mm	49-0253-15	49-0253-20	49-0253-25	
Ø 4 mm		49-0254-20	49-0254-25	49-0254-30
Ø 5 mm			49-0255-25	49-0255-30



COBRA

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0262-15			
Ø 3 mm	49-0263-15	49-0263-20	49-0263-25	
Ø 4 mm		49-0264-20	49-0264-25	49-0264-30
Ø 5 mm			49-0265-25	49-0265-30



MERCEDES

Länge / Length	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Ø 2mm	49-0272-15			
Ø 3 mm	49-0273-15	49-0273-20	49-0273-25	
Ø 4 mm		49-0274-20	49-0274-25	49-0274-30
Ø 5 mm			49-0275-25	49-0275-30

Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich / other length and diameters available on request



49-1000

Einweg Kunststoffspritze 50/60 ml, VE 60 Stück, einzeln steril verpackt
Disposable plastic syringe 50/60 ml, box of 60 pcs, individually packed, sterile



49-1010

Mehrweg Luer Lock Glasspritze 50 ml mit Stopp bei 25/50 ml
Reusable Luer Lock glass syringe with stop at 25/50ml

no illustration

49-1020

Spritzenstopp, Aluminium
Syringes stop, aluminium

no illustration

49-1050

Spritzenständer Luer Lock
Syringe holding device Luer Lock

Infiltrationskanüle with Luer Lock
Infiltration Canulla with Luer Lock



Länge / Length	150 mm	200 mm	300 mm
Ø 2mm	49-1102-15	49-1102-20	49-1102-30
Ø 3 mm	49-1103-15	49-1103-20	49-1103-30



49-1200
Transferadapter für Einwegspritzen
Transfer adaptor for disposable syringes



49-1201
Transferadapter für Luer Lock Spritzen
Transfer adaptor for Luer Lock Syringes



49-1205
Adapter Luer weiblich - Konus
Adaptor Luer female, cone




49-1210
Adapter Schlauch - Luer männlich
Adaptor tube- Luer male



49-1215
Adapter Schnellkupplung - Luer männlich
Adaptor Quick Coupling- Luer male

**Adapter für Fremdsysteme auf Anfrage.
Adaptors for other systems on request.**

**49-1300**

Set für Fettabsaugung im Gesicht bestehend aus:

- 1x **70-7450-04** Sterilisierbehälter Aluminium 300x140x40 mm
- 1x **70-7850-00** Silikonmatte 270x125 mm
- 1x **49-0011** Handgriff mit Hahn
- 1x **49-0022-15** Triport Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **42-0032-15** Monoport Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **42-0042-15** Spirale Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **42-0052-15** Shark Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **42-0062-15** Cobra Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **42-0072-15** Mercedes Kanüle ø 2 mm, 150mm lang
- 1x **49-1200** Transferadapter
- 1x **49-1102-15** Aspirationskanüle ø 2 mm Luer männlich
- 1x **49-1020** Spritzenstopp

Facial liposuction set consisting of:

- 1x **70-7450-04** Sterilizing container aluminium 300x140x40 mm
- 1x **70-7850-00** Silikon mat 270x125 mm
- 1x **49-0011** Handle with cock
- 1x **49-0022-15** Triport Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **42-0032-15** Monoport Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **42-0042-15** Spirale Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **42-0052-15** Shark Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **42-0062-15** Cobra Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **42-0072-15** Mercedes Canulla ø 2 mm, 150mm long
- 1x **49-1200** Transferadapter
- 1x **49-1102-15** Aspiration Canulla ø 2 mm Luer male
- 1x **49-1020** Syringe stop



Unterer Damm 15
78567 Fridingen / Germany
Tel.: +49 7463 307
Fax.: +49 7463 8870
E-Mail: info@schreibergmbh.de
www.schreibergmbh.de